

# Inventering luftmadrasser

Datum: ..... Vårdinrättning: .....

Inventerad av: ..... Tel.nr: .....

Madrass nr.				
Rum/Säng/Plats				
Produktnamn				
Tillverkningsdatum				
<b>Inspektion överdrag</b>				
Fläckar/smuts				
Hål eller revor				
Dragkedja				
<b>Kommentar:</b>				
<b>Inspektion luftceller</b>				
Synliga skador				
Tryckknappar				
Kontroll av CPR				
Handcheck*				
<b>Kommentar:</b>				
<b>Inspektion slangar/slangkopplingar</b>				
Synliga skador				
T-kopplingar/anslutningar				
<b>Kommentar:</b>				
<b>Inspektion kontrollenhet</b>				
Synliga skador				
Ljud/vibrationer				
Hängare				
<b>Kommentar:</b>				

\* Om brukaren inte ligger i sängen kan ingen handcheck utföras.

## Bedömningsgrund:

0 - Inget fel = Godkänd

2 - Stort fel = Bör åtgärdas, se kommentarer

1 - Litet fel = Godkänd med anmärkning

3 - Kasserat = Ej godkänd, bör ej användas

## Kommentarer:

.....

.....

.....

.....

.....